



Instrucciones de seguridad y limpieza para el sacaleches LIINI®

Estimada clienta, estimado cliente:

Muchas gracias por elegir nuestro sacaleches. Damos mucha importancia a su seguridad y al bienestar de su familia.

Para garantizar que pueda utilizar su dispositivo de forma segura, es importante que siga cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad y limpieza. ¡Un uso inadecuado puede conllevar riesgos graves!

Manual / Instrucciones de uso

Hemos decidido prescindir de los manuales de instrucciones impresos, lo que nos permite ahorrar varias toneladas de papel al año. Al mismo tiempo, podemos actualizar nuestro manual de instrucciones electrónico en cualquier momento para que siempre tenga a mano la última versión.

Aunque muchas funciones se pueden manejar de forma intuitiva, le rogamos que dedique **5 minutos a leer las instrucciones**. Es importante utilizar el producto según las instrucciones de uso para que pueda disfrutar de él durante mucho tiempo, para que todo funcione de forma segura y para evitar molestias innecesarias.

Encontrará el **manual de instrucciones** en el siguiente **código QR** (escaneándolo con su smartphone):



Disponible en línea: DE / EN / FR / IT

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



#Feels Parenting.

Información general

Fabricante	LIINI GmbH Bahnhofstrasse 21 4571 Lüterkofen Suiza
Contacto	compliance@liini.ch
País de origen	China (CN)
Certificaciones	CE, RoHS
Representante autorizado en la UE	ProductIP AR Services Galvanistraat 1 6716 AE Ede Países Bajos (solo autoridades)
Número de registro WEEE (DE)	74241330 Fundación Registro de Aparatos Eléctricos y Electrónicos Usados Nordostpark 72 90411 Núremberg
Número de registro WEEE (AT)	9008392342860 Ministerio Federal de Protección Climática, Medio Ambiente, Energía, Movilidad, Innovación y Tecnología (BMK) Radetzkystraße 2 1030 Viena
Número de registro WEEE (LU)	MA1403 ecotrel asbl 11, boulevard du Jazz 4370 Belvaux,
Número de registro WEEE (NL)	42125 Stitching OPEN Baron de Coubertinlaan 7 2719 EN Zoetermeer

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



Indicaciones generales de seguridad (GPSR)

Llevar a su bebé de forma incorrecta puede provocar accidentes graves y lesiones, y conlleva **riesgos importantes para la seguridad**.

Por favor, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- Utilice el sacaleches LIINI® exclusivamente de acuerdo con estas instrucciones.
- El producto está destinado exclusivamente al uso previsto: extraer leche materna.
- El sacaleches no es un juguete y no debe ser utilizado ni limpiado por niños.
- Compruebe que todos los componentes estén en buen estado antes de cada uso. No utilice el dispositivo si alguna pieza está dañada, deformada o mal montada.
- Utilice exclusivamente los componentes y accesorios suministrados o previstos por LIINI®.
- Deje de utilizarlo inmediatamente si siente dolor, malestar o reacciones inusuales.

Indicaciones de uso

- Asegúrese de que el sacaleches esté correctamente montado antes de ponerlo en funcionamiento.
- Seleccione siempre un nivel de intensidad que le resulte cómodo. Una potencia de succión demasiado alta puede resultar incómoda.
- El sacaleches no debe utilizarse mientras duerme.
- No utilice el dispositivo mientras conduce o realiza actividades que requieran toda su atención.
- El sacaleches no es resistente al agua. Mantenga la unidad eléctrica alejada del agua y la humedad.

Indicaciones sobre la batería y la carga

- Cargue el sacaleches únicamente a través del **puerto USB-C** previsto para ello.
- Utilice únicamente adaptadores de red adecuados con la potencia de salida correspondiente.
- No cargue el dispositivo sin supervisión ni cerca de fuentes de calor.
- No utilice el sacaleches mientras se está cargando.
- No exponga la batería a temperaturas extremas, luz solar directa ni fuego abierto.



Instrucciones de limpieza

- Limpie todas las piezas que entren en contacto con la leche materna antes del primer uso y después de cada uso.
- Desmonte completamente el sacaleches antes de limpiarlo.
- Las piezas que entran en contacto con la leche (por ejemplo, almohadillas de silicona, válvulas, recipientes para leche materna) se pueden limpiar con agua tibia y detergente suave, hervir o esterilizar con otros utensilios para bebés (de acuerdo con las recomendaciones habituales).
- La unidad eléctrica no debe sumergirse en agua ni limpiarse con agua corriente.
- Límpielo únicamente con un paño seco o ligeramente humedecido.
- Deje que todos los componentes se sequen completamente después de limpiarlos antes de volver a montarlos o guardarlos.

Almacenamiento

- Guarde el sacaleches en un lugar limpio y seco.
- Guarde el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- No exponga el producto a humedad constante ni a la luz solar directa.

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7

Información sobre la Directiva RAEE 2012/19/UE

Significado del símbolo del contenedor de basura tachado



Todos nuestros aparatos electrónicos (calentadores de biberones, calentadores de papillas, dispositivos para conciliar el sueño) están marcados con el símbolo del contenedor de basura tachado.

El símbolo del contenedor de basura tachado significa que **está legalmente obligado a** depositar estos aparatos en un punto de recogida separado de los residuos urbanos sin clasificar, es decir, los aparatos usados deben desecharse separados de la basura doméstica. Las pilas o baterías no fijas deben retirarse previamente y desecharse por separado.

En nuestros productos, todas las baterías están integradas de forma fija, por lo que puede **desechar** los productos **en su totalidad**.

Una barra debajo del contenedor de basura significa que el producto se comercializó después del 13 de agosto de 2005.

Opciones para la devolución de aparatos usados (Directiva RAEE 2012/19/UE)

Los propietarios de aparatos usados pueden entregarlos en los puntos de devolución o recogida de aparatos usados establecidos y disponibles por los organismos públicos de gestión de residuos, a fin de garantizar su correcta eliminación.

Datos personales (Directiva RAEE 2012/19/UE)

Se informa a todos los usuarios finales de aparatos eléctricos y electrónicos usados que son responsables de borrar los datos personales de los aparatos usados que se van a eliminar.



Información sobre la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores

A continuación, siempre que se haga referencia a pilas o acumuladores, se entenderá que se trata de aparatos, pilas o acumuladores usados.

Significado del símbolo del contenedor de basura tachado (Directiva sobre pilas y acumuladores 2006/66/CE)

El símbolo del contenedor de basura tachado significa que está legalmente obligado a depositar las pilas o acumuladores en un punto de recogida separado de los residuos urbanos sin clasificar, es decir, que deben desecharse separadamente de la basura doméstica. Si las pilas o acumuladores contienen más del 0,0005 % en masa de mercurio, más del 0,002 % en masa de cadmio o más del 0,004 % en masa de plomo, deben estar marcados con los símbolos químicos de los metales (Hg, Cd, Pb) que superan el valor límite.

Posibilidades de devolución de pilas o acumuladores (Directiva sobre pilas 2006/66/CE)

Los propietarios de pilas o acumuladores pueden devolverlos o reciclarlos de forma gratuita después de su uso a través de los puntos de recogida o reciclaje de pilas o acumuladores establecidos y disponibles por los organismos públicos de gestión de residuos, o directamente en los comercios, con el fin de garantizar su correcta eliminación.

Medidas para evitar la generación de residuos y medidas para evitar la contaminación (Directiva sobre pilas y acumuladores 2006/66/CE)

Reduzca al máximo la generación de residuos de pilas utilizando pilas de mayor duración o acumuladores recargables. No deje tiradas pilas o aparatos eléctricos y electrónicos que funcionen con pilas, evitando así la contaminación del medio ambiente, para proteger a nuestros hijos.

Posibilidades de preparación para la reutilización de pilas usadas (Directiva sobre pilas 2006/66/CE)

Compruebe la posibilidad de reciclar las pilas usadas.

Posibles efectos de las sustancias contenidas en las pilas sobre el medio ambiente y la salud humana (Directiva sobre pilas 2006/66/CE)

Las pilas y acumuladores pueden contener sustancias que tienen posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente. En particular, las pilas que contienen litio deben manipularse con precaución debido a los riesgos especiales que entrañan, como el peligro de incendio o de ingestión en el caso de las pilas de botón.

Importancia de la recogida selectiva y el reciclaje (Directiva sobre pilas y acumuladores 2006/66/CE)

La recogida selectiva y el reciclaje de pilas y acumuladores contribuyen de manera importante a reducir el impacto medioambiental y a evitar riesgos para la salud.