



Consignes de sécurité et de nettoyage relatives au tire-lait LIINI®

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi notre tire-lait. Nous accordons une grande importance à votre sécurité et au bien-être de votre famille.

Afin de garantir une utilisation sûre de votre appareil, il est important de suivre attentivement les consignes de sécurité et de nettoyage suivantes. Une utilisation inappropriée peut entraîner des risques graves.

Manuel / Mode d'emploi

Nous avons délibérément renoncé aux modes d'emploi imprimés, ce qui nous permet d'économiser plusieurs tonnes de papier chaque année. Parallèlement, nous pouvons mettre à jour notre mode d'emploi électronique à tout moment afin que vous disposiez toujours de la dernière version.

Même si de nombreuses fonctions sont intuitives, veuillez prendre **5 minutes** pour lire le mode d'emploi. Il est important d'utiliser l'appareil conformément au mode d'emploi afin de pouvoir en profiter longtemps, de garantir son bon fonctionnement et d'éviter tout désagrément inutile.

Vous trouverez le **mode d'emploi** via le **code QR** suivant (à scanner avec votre smartphone) :



Disponible en ligne : DE / EN / FR / IT

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



#Feels Parenting.

Informations générales

Fabricant	LIINI GmbH Bahnhofstrasse 21 4571 Lüterkofen Suisse
Veuillez nous contacter	compliance@liini.ch
Pays d'origine	Chine (CN)
Certifications	CE, RoHs
Représentant autorisé dans l'UE	ProductIP AR Services Galvanistraat 1 6716 AE Ede Pays-Bas (autorités uniquement)
Numéro d'enregistrement DEEE (DE)	74241330 Fondation pour l'enregistrement des déchets d'équipements électriques et électroniques Nordostpark 72 90411 Nuremberg
Numéro d'enregistrement DEEE (AT)	9008392342860 Ministère fédéral de la Protection du climat, de l'Environnement, de l'Énergie, de la Mobilité, de l'Innovation et de la Technologie (BMK) Radetzkystraße 2 1030 Vienne
Numéro d'enregistrement DEEE (LU)	MA1403 ecotrel asbl 11, boulevard du Jazz 4370 Belvaux,
Numéro d'enregistrement DEEE (NL)	42125 Stitching OPEN Avenue Baron de Coubertin 7 2719 EN Zoetermeer

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



Consignes générales de sécurité (GPSR)

Le port incorrect de votre bébé peut entraîner des accidents et des blessures graves et présente **de sérieux risques pour la sécurité**.

Veuillez respecter impérativement les consignes suivantes :

- Utilisez le tire-lait LIINI® exclusivement conformément à ce mode d'emploi.
- Ce produit est uniquement destiné à l'usage prévu, à savoir l'expression du lait maternel.
- Le tire-lait n'est pas un jouet et ne doit pas être utilisé ou nettoyé par des enfants.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que tous les composants ne présentent aucun dommage. N'utilisez pas l'appareil si des pièces sont endommagées, déformées ou mal assemblées.
- Utilisez exclusivement les composants et accessoires fournis ou prévus par LIINI®.
- Cessez immédiatement l'utilisation en cas de douleur, de malaise ou de réaction inhabituelle.

Conseils d'utilisation

- Assurez-vous que le tire-lait est correctement assemblé avant de le mettre en marche.
- Choisissez toujours un niveau d'intensité qui vous convient. Une puissance d'aspiration trop élevée peut être désagréable.
- Le tire-lait ne doit pas être utilisé pendant le sommeil.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous conduisez ou effectuez des activités qui requièrent toute votre attention.
- Le tire-lait n'est pas étanche. Veuillez tenir l'unité électrique à l'écart de l'eau et de l'humidité.

Remarques concernant la batterie et le chargement

- Veuillez recharger le tire-lait uniquement via le **port USB-C** prévu à cet effet.
- Veuillez utiliser uniquement des adaptateurs secteur adaptés avec une puissance de sortie appropriée.
- Ne laissez pas l'appareil en charge sans surveillance et éloignez-le de toute source de chaleur.
- Veuillez ne pas utiliser le tire-lait pendant le chargement.
- N'exposez pas la batterie à des températures extrêmes, à la lumière directe du soleil ou à une flamme nue.

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



Instructions de nettoyage

- Nettoyez toutes les pièces en contact avec le lait maternel avant la première utilisation et après chaque utilisation.
- Démontez entièrement le tire-lait avant de le nettoyer.
- Les pièces en contact avec le lait (par exemple, les coussinets en silicone, les valves, les récipients pour lait maternel) peuvent être nettoyées à l'eau chaude et au liquide vaisselle doux, bouillies ou stérilisées avec d'autres accessoires pour bébés (conformément aux recommandations habituelles).
- L'unité électrique ne doit pas être immergée dans l'eau ni nettoyée sous l'eau courante.
- Nettoyez-la exclusivement à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide.
- Après le nettoyage, laissez tous les composants sécher complètement avant de les remonter ou de les ranger.

Rangement

- Veuillez conserver le tire-lait dans un endroit propre et sec.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- N'exposez pas le produit à une humidité permanente ou à la lumière directe du soleil.

Informations relatives à la directive DEEE 2012/19/UE

Signification du symbole représentant une poubelle barrée



Tous nos appareils électroniques (chauffe-biberons, chauffe-repas, aides au sommeil) sont marqués du symbole représentant une poubelle barrée.

La poubelle barrée signifie que **vous êtes légalement tenu de** collecter ces appareils séparément des déchets municipaux non triés, c'est-à-dire que les anciens appareils doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Les piles ou batteries non intégrées doivent être retirées au préalable et éliminées séparément.

Toutes les batteries rechargeables de nos produits sont intégrées de manière fixe, vous pouvez donc **éliminer** les produits **dans leur intégralité**.

Une barre sous la poubelle signifie que le produit a été mis sur le marché après le 13 août 2005.

Possibilités de retour des appareils usagés (directive DEEE 2012/19/UE)

Les propriétaires d'appareils usagés peuvent les remettre dans le cadre des possibilités de retour ou de collecte des appareils usagés mises en place et proposées par les organismes publics chargés de l'élimination des déchets, afin de garantir une élimination appropriée.

Données à caractère personnel (directive DEEE 2012/19/UE)

Tous les utilisateurs finaux d'équipements électriques et électroniques usagés sont informés qu'ils sont responsables de la suppression des données à caractère personnel sur les équipements usagés à éliminer.



Informations sur la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs

Ci-après, toute référence aux piles ou accumulateurs désigne les piles ou accumulateurs usagés des appareils.

Signification du symbole représentant une poubelle barrée (directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs)

La poubelle barrée signifie que vous êtes légalement tenu de remettre les piles ou accumulateurs à un point de collecte séparé des déchets municipaux non triés, c'est-à-dire qu'ils doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. Si les piles ou accumulateurs contiennent plus de 0,0005 % en masse de mercure, plus de 0,002 % en masse de cadmium ou plus de 0,004 % en masse de plomb, ils sont marqués des symboles chimiques des métaux (Hg, Cd, Pb) pour lesquels la valeur limite est dépassée.

Possibilités de restitution des piles ou accumulateurs (directive 2006/66/CE relative aux piles)

Les propriétaires de piles ou d'accumulateurs peuvent les remettre gratuitement après utilisation dans le cadre des possibilités de restitution ou de collecte mises en place et disponibles par les organismes publics chargés de l'élimination des déchets, ou directement dans les commerces, afin de garantir une élimination appropriée.

Mesures de prévention des déchets et mesures visant à éviter la pollution (directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs)

Réduisez autant que possible la production de déchets provenant des piles en utilisant des piles à longue durée de vie ou des accumulateurs rechargeables. Ne laissez pas traîner des piles ou des appareils électriques et électroniques fonctionnant avec des piles et évitez ainsi la pollution de l'environnement, afin de protéger nos enfants.

Possibilités de préparation en vue du réemploi des piles usagées (directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs)

Veuillez vérifier la possibilité de recycler les piles usagées.

Effets potentiels des substances contenues dans les piles sur l'environnement et la santé humaine (directive 2006/66/CE relative aux piles)

Les piles et accumulateurs peuvent contenir des substances susceptibles d'avoir des effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement. Les piles contenant du lithium doivent être manipulées avec précaution en raison des risques particuliers qu'elles présentent, tels que le risque d'incendie ou d'ingestion dans le cas des piles boutons.

Importance de la collecte sélective et du recyclage (directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs)

La collecte sélective et le recyclage des piles et accumulateurs contribuent de manière significative à la protection de l'environnement et à la prévention des risques pour la santé.

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7