



Sicherheits- und Reinigungshinweise zur LIINI® Nachtstation

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Vielen Dank, dass du dich für unsere Nachtstation entschieden hast. Wir legen grossen Wert auf deine Sicherheit und das Wohlergehen deiner Familie.

Um sicherzustellen, dass du dein Gerät sicher nutzen kannst, ist es wichtig, die nachfolgenden Sicherheits- und Reinigungshinweise sorgfältig zu befolgen. **Unsachgemässe Handhabung kann ernsthafte Risiken mit sich bringen!**

Handbuch / Bedienungsanleitung

Wir verzichten bewusst auf gedruckte Bedienungsanleitungen und sparen dadurch jedes Jahr mehrere Tonnen Papier ein. Gleichzeitig können wir unsere elektronische Bedienungsanleitung jederzeit aktualisieren, damit du stets die neueste Version zur Hand hast.

Auch wenn man vieles intuitiv bedienen kann: Nimm dir bitte kurz **5 Minuten** Zeit und **lies die Anleitung durch**. Die Anwendung gemäss Bedienungsanleitung ist wichtig, damit du lange Freude am Produkt hast, alles sicher funktioniert – und unnötiger Ärger vermieden wird.

Du findest die **Bedienungsanleitung** über den nachfolgenden **QR-Code** (mit dem Smartphone scannen):



Online verfügbar: DE / EN / FR / IT

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



#Feels Parenting.

Allgemeine Angaben

Hersteller	LIINI GmbH Bahnhofstrasse 21 4571 Lüterkofen Schweiz
Kontakt	compliance@liini.ch
Ursprungsland	China (CN)
Zertifizierungen	CE, RoHS
EU-Bevollmächtigter	ProductIP AR Services Galvanistraat 1 6716 AE Ede The Netherlands (authorities only)
WEEE-Registrierungsnummer (DE)	74241330 stiftung elektro-altgeräte register Nordostpark 72 90411 Nürnberg
WEEE-Registrierungsnummer (AT)	9008392342860 Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) Radetzkystrasse 2 1030 Wien
WEEE-Registrierungsnummer (LU)	MA1403 ecotrel asbl 11, boulevard du Jazz 4370 Belvaux,
WEEE-Registrierungsnummer (NL)	42125 Stitching OPEN Baron de Coubertinlaan 7 2719 EN Zoetermeer

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



Allgemeine Sicherheitshinweise (GPSR)

Unsachgemässe Reinigung & Anwendung kann nicht nur die Funktion deiner Nachtstation beeinträchtigen, sondern auch zu **ernsthaften Sicherheitsrisiken** führen. Bitte beachte die folgenden Hinweise unbedingt:

WARNUNG – Sicherheitsrisiken bei unsachgemässer Nutzung

- Unsachgemässe Reinigung kann nicht nur die Funktion der Nachtstation beeinträchtigen, sondern auch zu **ernsthaften Sicherheitsrisiken** führen.
- Reinige die Nachtstation **niemals im Geschirrspüler**, benutze sie nicht in einem **Sterilisator** und wasche sie nicht unter **fliessendem Wasser**.
- Das Eindringen von Wasser in das Gerät kann zu **Schäden an elektrischen Komponenten** führen. Dies birgt ernste Gefahren wie **Kurzschlüsse, irreparable Schäden, Brände, elektrische Schläge oder andere Unfälle**.

WARNUNG – Sicherheit und Funktionsfähigkeit

- Die Nachtstation darf **ausschliesslich gemäss Handbuch und Herstellervorgaben verwendet werden**.
- Das Produkt darf **nur von Erwachsenen betrieben** werden.
- Die Nachtstation muss **vor jedem Gebrauch auf Defekte geprüft** werden.
- Verwende **keine aggressiven Reinigungsmittel**, da diese zu Rissen oder Verfärbungen im Gehäuse führen können. Ist das Gehäuse beschädigt, darf das Produkt **nicht weiterverwendet werden**.

WARNUNG – Verbrennungs- und Verbotsrisiken

- **Berühre die Heizplatte der Nachtstation niemals während des Warmhaltens oder innerhalb der ersten 5 Minuten nach Gebrauch**, da sonst **starke Verbrennungen** möglich sind.
- Das Produkt muss **jederzeit ausser Reichweite deines Kindes** gehalten werden. **Kinder dürfen niemals mit der Nachtstation spielen**.

WARNUNG – Temperaturkontrolle & Fütterung

- Überprüfe **nachts vor dem Füttern die Temperatur der Milch mittels Handgelenk-Check**, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Bei Fragen zur Ernährung deines Babys wende dich bitte an deinen Arzt.

WARNUNG – Hinweise für Milchpulver-Aufsätze

- Die LIINI® **Milchpulver-Aufsätze dürfen maximal 5 Minuten** in kochendem Wasser abgekocht oder im Sterilisator sterilisiert werden. Überschreitungen können zu Verformungen, Undichtheit oder Funktionsverlust führen. In solchen Fällen **erfolgt kein Gewährleistungsanspruch**.



Haltbarkeit und Austausch der Milchpulver-Aufsätze

Die Milchpulver-Aufsätze sind **ausschliesslich für die kurzfristige, temporäre Aufbewahrung von Milchpulver** vorgesehen, insbesondere für die Verwendung während der Nacht.

Durch die **regelmässige mechanische Beanspruchung** – z. B. durch Reibung des Milchpulvers, wiederholtes Abkochen oder Sterilisieren – unterliegen die Aufsätze einem **natürlichen Verschleiss**. Dies betrifft insbesondere die integrierten **Silikondichtungen (Schliessmembranen)**.

Aus **hygienischen und funktionalen Gründen** müssen die Milchpulver-Aufsätze **spätestens alle drei Monate ausgetauscht** werden. Eine Verwendung über diesen Zeitraum hinaus kann die **Dichtigkeit, Hygiene und Funktionssicherheit** beeinträchtigen und ist **nicht bestimmungsgemäss**. Die Milchpulver-Aufsätze gelten daher als **Verschleisstteile**.

Ein **kostenloser Ersatz** wird ausschliesslich gewährt, wenn innerhalb von **drei Monaten ab Kaufdatum** ein **nachweislicher Material- oder Herstellungsfehler** vorliegt. Abnutzungsbedingte Veränderungen oder Defekte, die nach diesem Zeitraum auftreten oder auf normalen Verschleiss, unsachgemässe Nutzung, übermässiges Sterilisieren oder Nichtbeachtung der Pflegehinweise zurückzuführen sind, stellen **keinen Mangel im Sinne der gesetzlichen Gewährleistung** dar.

Verwendung mit Muttermilch

Frisch abgepumpte Muttermilch kann bei **Zimmertemperatur zwischen 10 °C und 29 °C** unter **sehr sauberen Bedingungen** (z. B. gründliches Händewaschen vor dem Abpumpen, hygienisch gereinigte Milchpumpe) **bis zu 8 Stunden** aufbewahrt werden.

*Diese Angabe basiert auf dem **ABM Clinical Protocol Nr. 8 „Human Milk Storage Information“** der Academy of Breastfeeding Medicine.*

Wir empfehlen, Muttermilch **unmittelbar vor dem Schlafengehen** aus dem Kühlschrank zu nehmen und auf die **LIINI® Nachtstation** zu stellen. In den ersten Lebensmonaten benötigen Babys typischerweise **alle 2-3 Stunden** eine nächtliche Mahlzeit.

Interne Praxistests haben gezeigt, dass das **Warmhalten oder schonende Aufwärmen** der Muttermilch über diesen Zeitraum unter den beschriebenen Bedingungen **keine Auffälligkeiten** hinsichtlich Funktion oder Handhabung ergeben hat. Diese Beobachtungen ersetzen jedoch **keine medizinische Empfehlung**.

Die **Haltbarkeit und Qualität von Muttermilch** kann individuell stark variieren und hängt von zahlreichen Faktoren ab, unter anderem vom **Gesundheitszustand der Mutter**, ihrer **Ernährung**, ihrem **Lebensstil** sowie von den **hygienischen Bedingungen** beim Abpumpen und Lagern. Aus diesem Grund kann **keine allgemeingültige Aussage zur Haltbarkeit** der Muttermilch getroffen werden.

Bei Unsicherheiten oder individuellen Fragestellungen empfehlen wir ausdrücklich, **Rücksprache mit einer Hebamme, einer Stillberaterin oder einem Kinderarzt** zu halten.



Toleranzen bei Aufwärmtemperaturen

Bei der Entwicklung der LIINI® Nachtstation wurden **Flaschenmaterialien (Glas und Kunststoff)** sowie unterschiedliche **Trinkmengen** berücksichtigt und sorgfältig aufeinander abgestimmt. Die Nachtstation wurde im Rahmen der Entwicklung in **mehreren hundert Messungen** kalibriert und getestet, um eine möglichst gleichmässige und sichere Erwärmung zu gewährleisten.

Aufgrund der grossen Vielfalt an am Markt erhältlichen **Babyflaschen** – insbesondere hinsichtlich **Form, Material, Wandstärke, Volumen und konstruktiver Eigenschaften** – ist es technisch nicht möglich, für alle Flaschentypen **identische Aufwärmwerte ohne Toleranzen** sicherzustellen.

Aus diesem Grund weisen wir darauf hin, dass die **angezeigten Temperaturwerte um bis zu $\pm 3^\circ\text{C}$** von der tatsächlichen Temperatur des Flascheninhalts abweichen können.

Die folgenden Babyflaschen (jeweils Glas- und Kunststoffvarianten) wurden von uns getestet und sind **in Kombination mit der LIINI® Nachtstation kompatibel und empfohlen**:

- Philips Avent
- MAM
- NUK First Choice
- NUK Nature Sense
- NUK Perfect Match
- Medela

Wichtiger Hinweis:

Unabhängig von der Anzeige empfehlen wir, die Temperatur des Flascheninhalts **vor dem Füttern stets mit dem Handgelenk-Test zu überprüfen**, um Verbrennungen zu vermeiden.

Hinweis zur Verwendung mit MAM-Plastikflaschen

Wenn du die LIINI® Nachtstation mit **MAM Babyflaschen aus Kunststoff** verwendest, beachte bitte folgenden Hinweis:

Das von MAM verwendete **Anti-Colic- und Sterilisationssystem** (insbesondere das Bodenventil der Easy Start Plastikflaschen) kann die Wärmeabgabe der Nachtstation **stärker isolieren**. Unsere Tests mit der LIINI® Nachtstation in Kombination mit **MAM Easy Start Plastikflaschen** haben gezeigt, dass dadurch die erreichte Trinktemperatur **tiefere ausfallen** kann als erwartet.

Empfehlung: Wähle bei MAM-Plastikflaschen **eine Temperaturstufe höher**.

- Wenn du eine Trinktemperatur von **37 °C** wünschst, programmiere die Nachtstation auf **40 °C**.
- Wenn du eine Trinktemperatur von **40 °C** wünschst, programmiere die Nachtstation auf **45 °C**.